

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

**Dirección :** Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

**PBX:** (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

**e-mail:** [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com)

**ELABORACIÓN:** Martes, 15 de Junio de 2010

**ACTUALIZACIÓN :** 15-06-10

**CÓDIGO :** FT 0436

### DESCRIPCIÓN GENERAL

**NOMBRE :** SONO EC GEL

**TIPO DE PRODUCTO :** Gel para transmisión de ultrasonido

**USOS:** Gel para ecografía y electrocardiografía

**REG. SANITARIO :** DM-1155-05-06

### ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de polietileno blanco boca ancha	Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado blanco boca ancha	Envase de polietileno reforzado verde
	Sellado por inducción (sello aluminio)		Sellado por calor (sello aluminio)
Tapa verde con cierre de presión	Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 24 unidades)	Collarín de seguridad de PVC Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**COLOR:** Cristalino

**TRANSPARENCIA:** Si

**FRAGANCIA:** Neutra

**APARIENCIA:** Gel

**VISCOSIDAD:** 30000 - 32000 cps

**pH:** 5.5 - 5.8

**ACCIÓN BACTERICIDA:** Negativo

**ACCIÓN FUNGICIDA:** Negativo

### MODO DE USO

- Utilice SONO-E.C. GEL directamente en el área de diagnóstico. La cantidad a utilizar dependerá del tamaño del área a investigar, basta una mínima presión del transductor para obtener un excelente contacto.
- Para limpiar la piel y/o el transductor, hágalo suavemente y utilice papel absorbente.

### PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### INGREDIENTES

Agua desmineralizada, Carbomer, Emolientes y Preservante.

### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto NO TÓXICO.

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

### PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ser ingerido tomar abundante agua para diluir el producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

### ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

### INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

### APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 24 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

### MANEJO ESPECIAL

- No requiere ningún tipo de manejo especial

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)